

GROSSERON

FT901890

Date : 08.2004

FICHE TECHNIQUE REACTIF D'ERLICH – KOVACS

UTILISATION

Pour la recherche de l'indole

COMPOSITION

Diméthyl-amino 4 Benzaldéhyde (g)	50
Alcool isoamylique (ml)	750
Acide chlorhydrique (ml)	250

CONSERVATION

2 ans entre 0 et + 6°C
Date de fabrication sur l'étiquette

ASPECT

Le réactif doit être jaune (non brun)