

FT902031

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE
SODIUM CHLORURE à 1g/l****UTILISATION**Solution **d'ajustage** pour chloruremètre**CONDITIONNEMENT**

250ML

CODE

9020312

EMBALLAGE

Flacon PEHD

COMPOSITION

Sodium chlorure PA (g) : 1,000

Eau distillée qsp (ml) : 1000

INCERTITUDE

1000 mg/l +/- 0.04%

CONSERVATION

Température ambiante

Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette