

FT902140

Date : 04.2016

**FICHE TECHNIQUE
SODIUM HYDROXYDE 0,111 mol/L****= SOUDE DORNIC****CONDITIONNEMENTS**1 L
5 L
10 L**CODES**9021401
9021402
9021403**EMBALLAGES**Flacon PEHD
Jerrican homologué ONU
Jerrican homologué ONU

La date de péremption (1an) de chaque lot est inscrite sur l'étiquette (limite d'utilisation flacon non-ouvert).

SPECIFICATIONS

Titre : 0,111 N (N/9)

1 ml correspond à 0,010 g de $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$

Indicateur : phénolphtaléine

Le produit est titré, ajusté, et contrôlé jusqu'à obtention du titre annoncé.

Incertitude de la méthode : +/- 0,0004 N (soit 0,4 %)

Certificat de contrôle sur demande

GARANTIES

- Eau déminéralisée $\leq 20 \mu\text{S}$
- Réactif utilisé pour la fabrication : PUR ou PA
- BPL connues et vérifiées
- Matériel de précision
- Solution titrante ouverte de moins d'un mois
- Mélange du lot vérifié par le dosage d'un prélèvement haut de cuve et le dosage d'un prélèvement bas de cuve.