

FT902260

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE
SOLUTION POUR CHLORUREMETRE****CONDITIONNEMENT**

500ML

CODE

9022601

EMBALLAGE

Flacon PEHD

ASPECT

Liquide limpide, incolore
Odeur caractéristique de l'acide acétique
Densité = 1.01

COMPOSITION

Principaux ingrédients :

Acides minéraux ≈ 11 %
Alcool ≈ 7 %
Eau déminéralisée

CONSERVATION

A température ambiante mais inférieure à 20°C
Un stockage à + 4°C/+6°C augmente la durée de vie de ce produit
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette

UTILISATIONLa température d'utilisation **ne doit pas** être supérieure à 20°C