

FT902300

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE  
TERRE SILICEUSE PURIFIEE ET  
CALCINEE**

CAS 91053-39-3

= terre d'infusion ou d'infusoire – terre diatomée

**APPLICATIONS**

Adjuvant de filtration – Absorbant

**CONDITIONNEMENT**

2.5 KG

**CODE**

9023001

**EMBALLAGE**

Seau PEHD

**QUALITE**

Pur – Pharma - USP-NF - Codex

**SPECIFICATIONS**

Poudre blanche à gris clair

Insoluble dans l'eau

PH 10

Point de fusion : 1713°C

Résidus de calcination à 980°C	2,0 %
Résidus de séchage à 105°C	0,5 %
Substances solubles dans l'eau	0,2 %
Substances solubles dans l'acide chlorhydrique	2,0 %
Substances non siliceuses (insolubles dans l'acide fluorhydrique)	25 %
Arsenic (As)	0,001 %
Plomb (Pb)	

**CONSERVATION**

Température ambiante à l'abri de l'humidité.

Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette