



FT906020

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE
BLEU DE BROMOPHENOL A 0.02 %**

UTILISATION

Indicateur en acidimétrie

DOMAINE DE VIRAGE

3,0 jaune - 4,6 bleu violet

CONDITIONNEMENT

250ML

CODE

9060201

EMBALLAGE

Flacon PEHD

COMPOSITION

Bleu de bromophénol 0.20g
Eau déminéralisée qsp 1L
Soude 0.1N

CONSERVATION

Température ambiante à l'abri de la lumière
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette