



<b>FICHE TECHNIQUE</b>	
TC73630 SODIUM HYDROXYDE pur. 30% p/p	
REV. 1 - 29/03/2019	Méthode de contrôle MC1197

Nom du produit	<b>SODIUM HYDROXYDE pur. 30% p/p</b>
Code du Produit	<b>TC73630</b>
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE</b>	
<b>Aspect</b>	Liquide transparent incolore
<b>Titre</b>	29,0 - 31,0 % p/p
<b>Densité (20° C)</b>	1,323 - 1,333 g/ml
<b>Sodium carbonate</b>	max 0,5 %
<b>Fer (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</b>	max 10 ppm
<b>Chlorures (NaCl)</b>	max 100 ppm
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	