

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>FICHE TECHNIQUE</b>                |
| 9920205 SODIUM HYDROXYDE perles pures |
| REV. 02 DU 04/11/14                   |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nom du produit  | <b>SODIUM HYDROXYDE perles pures</b> |
| Code du produit   | <b>9920205</b>                       |
| Formule – m.m. - C.A.S.   | <b>NaOH - 40,00 - 1310-73-2</b>      |
| <b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE</b>                                  |                                      |
| <b>Apparence</b>  | perles blanches hygroscopiques       |
| <b>Titre</b>  | ≥ 99 %                               |
| <b>Sodium Carbonate</b>   | ≤ 0,4 %                              |
| <b>Sodium Chlorure</b>  | ≤ 200 ppm                            |
| <b>Sodium Sulfate</b>   | ≤ 80 ppm                             |
| <b>Fer</b>  | ≤ 10 ppm                             |
| <b>Arsenic</b>  | ≤ 2 ppm                              |
| <b>Plomb</b>  | ≤ 0,5 ppm                            |
| <b>Mercure</b>  | ≤ 0,1 ppm                            |
| DOCUMENT DÉLIVRÉ AU MILIEU INFORMATIQUE ET DONC NE PAS<br>SIGNÉ |                                      |