

FICHE TECHNIQUE
TC43890 ACIDE TRICHLOROACÉTIQUE puriss. 99%
Rév.05 – 24/03/2023

Nom produit	ACIDE TRICHLOROACÉTIQUE puriss. 99%
Code produit	TC43890
Formule - m.m. - C.A.S.	CCl₃COOH - 163,39 - 76-03-9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Apparence	Cristaux blancs ou incolores
Titre	98,0 – 100,5 %
Chlorures	≤ 0,01 %
Cendres sulfureuses	≤ 0,1%
Degré de pureté selon PH.EUR.	
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR INFORMATIQUE ÉLECTRONIQUE ET DONC NON SIGNÉ	