

TIT●LCHIMICA s.p.a.

REAGENTI PER LABORATORIO

45030 Pontecchio Polesine (RO)

via S. Pietro Martire, 1054

tel 0425 492644 fax 0425 492909

<http://www.titolchimica.it>

info@titolchimica.it

Nom du produit		ACIDE BORIQUE 4% avec indicateur Kjeldahl			
Code produit		TC40785			
Révision spécifique	00	Date de révision	04/02/13	Méthode de contrôle	MC1682
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
Aspect		Liquide clair et incolore			
Contient		indicateur à base de Vert de Bromocrésol et de Rouge de Méthyle			
pH (20 C)		3,8 - 4,2			
Titre		3,90 - 4,10 %p/v			
Validité		5 ans			
Convient pour la détermination de l'azote selon Kjeldahl.					
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ					

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001 : 2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CERTIFICATO N.4060

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 13485 : 2004
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CERTIFICATO N.15156

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001 : 2004
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CERTIFICATO N. 6315