

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TC40844 ACIDE BORIQUE P.A.

REV.00 DATE 14/03/2018

Nom du produit	ACIDE BORIQUE P.A.
Code produit	TC40844
Formule – m.m. – C.A.S.	H₃BO₃ – 61,83 – 10043-35-3
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Poudre blanche
Titre (acidim.)	≥ 99,5 %
Matière insoluble dans le méthanol	≤ 0,005 %
Chlorures (Cl)	≤ 0,001 %
Matière non volatile	≤ 0,05 %
Sulfates (SO₄)	≤ 0,01 %
Phosphates (PO₄)	≤ 0,001 %
Métaux lourds (comme le Pb)	≤ 0,001 %
Calcium (Ca)	≤ 0,005 %
Fer (Fe)	≤ 0,001 %
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	