

FICHE TECHNIQUE	
TC12200 ACIDE CHLORHYDRIQUE 4N=4M	
REV. 2 - 09/05/2023	Méthode de contrôle MC30

Nom du produit	ACIDE CHLORHYDRIQUE 4N=4M
Code du Produit	TC12200
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute of Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	