

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TC20269 ACIDE PHOSPHORIQUE extrêmement pur 85%

REV.01 DATE 11/05/2012

Nom du produit	ACIDE PHOSPHORIQUE extrêmement pur 85%
Code produit	TC20269
Formule – m.m. – C.A.S.	H₃PO₄ - 98,00 - 7664-38-2
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Titre	85 ÷ 87 %
Couleur	< 10 APHA
Acides volatils	0,16 µeq/g
Substances insolubles	≤ 20 ppm
Chlorures (Cl)	≤ 1 ppm
Sulfates (SO₄)	≤ 20 ppm
Nitrates (NO₃)	≤ 10 ppm
Aluminium (Al)	≤ 0,5 ppm
Antimoine (Sb)	≤ 3,5 ppm
Arsenic (As)	≤ 0,2 ppm
Calcium (Ca)	≤ 1,5 ppm
Chrome (Cr)	≤ 1 ppm
Cobalt (Co)	≤ 0,05 ppm
Cuivre (Cu)	≤ 0,5 ppm
Fer (Fe)	≤ 2 ppm
Plomb (Pb)	≤ 0,5 ppm
Lithium (Li)	≤ 0,2 ppm
Magnésium (Mg)	≤ 1 ppm
Manganèse (Mn)	0,2 ppm
Nickel (Ni)	≤ 0,5 ppm
Potassium (K)	≤ 1 ppm
Argent (Ag)	≤ 2,5 ppm
Strontium (Sr)	≤ 1 ppm
Sodium (Na)	≤ 2,5 ppm
Titane (Ti)	≤ 0,3 ppm
Zinc (Zn)	≤ 0,5 ppm
PRODUIT CONFORME À ACS	
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E, PERTANTO, NON FIRMATO	