

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TC15304 ACIDE PERCHLORIQUE 60%

REV.02 DATE 31/08/17

Nom du produit	ACIDE PERCHLORIQUE 60%
Code produit	TC15304
Formule – m.m. – C.A.S.	HCIO₄ - 7601-90-3 - 100,46
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Liquido limpido incolore
Titre	60,0 – 62,0 %
Résidus d'inflammation	≤ 30 ppm
Chlore libre	≤ 10 ppm
Ammonium (NH₄)	≤ 10 ppm
Chloré (ClO₃)	≤ 10 ppm
Chlorures (Cl)	≤ 10 ppm
Phosphates et Silicates	≤ 5 ppm
Sulfates (SO₄)	≤ 10 ppm
Métaux lourds (Pb)	≤ 1 ppm
Argent (Ag)	≤ 5 ppm
Arsenic (As)	≤ 0,05 ppm
Fer (Fe)	≤ 1 ppm
Cuivre (Cu)	≤ 0,1 ppm
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	