

FICHE TECHNIQUE	
TC16600 ACIDE SULFURIQUE 0,1N=N/10=0,05M	
REV. 3 - 07/10/2022	Méthode de contrôle MC16600

Nom du produit	ACIDE SULFURIQUE 0,1N=N/10=0,05M
Code du Produit	TC16600
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
<p>La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute of Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)</p>	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	