

FICHE TECHNIQUE	
TC43350 ACIDE SULFURIQUE 50% p/p (1:1 v/v env.)	
REV. 5 - 09/03/2023	Méthode de contrôle MC50

Nom du produit	ACIDE SULFURIQUE 50% p/p (1:1 v/v env.)
Code du Produit	TC43350
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Titre	49,00 - 51,00 % p/p
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	