

SPECIFICA TECNICA

TC66610 AMMONIO IDROSSIDO purissimo 25%

REV.00 DEL 12/11/12

Nome prodotto	AMMONIO IDROSSIDO purissimo 25%
Codice prodotto	TC66610
Formula – m.m. – C.A.S.	NH₄OH - 35,06 - 1336-21-6
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	liquido limpido incolore
Identificazione	positiva
Titolo minimo	25,0 – 27,0 %
Miscibilità in acqua	completa
Densità a 20°C	0,901 – 0,907
Residuo all'evaporazione	≤ 20 ppm
Sostanze riducenti il KMnO₄	≤ 10 ppm
Piridina	≤ 2 ppm
Carbonati	≤ 20 ppm
Cloruri	≤ 1 ppm
Fosfati	≤ 2 ppm
Silicati	≤ 10 ppm
Solfati	≤ 2 ppm
Metalli pesanti (Pb)	≤ 0,5 ppm
Alluminio	≤ 1 ppm
Arsenico	≤ 0,05 ppm
Calcio	≤ 2 ppm
Ferro	≤ 0,2 ppm
Magnesio	≤ 1 ppm
Zinco	≤ 1 ppm
DATI DI SPECIFICA DEL FORNITORE	
DOCUMENTO EMESSE A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	

TITOLCHIMICA S.P.A.

Via S. Pietro Martire, 1054

45030 Pontecchio Polesine ROVIGO ITALY

AMBIENTALE C.F. e P.IVA: IT 00748970290

R.E.A. RO n.92331

Reg. Imprese C.C.I.A.A. RO n.4362

Tel. +39(0)425 492644

info@titolchimica.it
titolchimica@pecsicura.it
www.titolchimica.it

TITOLCHIMICA SPA

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

CERTIFICATO N. 4060 – IT 21725