

SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TC42088 SULPHOCIANIDE D'AMMONIUM extrêmement pur
REV.01 DEL 03/01/18

Nom du produit	SULPHOCIANIDE D'AMMONIUM extrêmement pur
Code produit	TC42088
Formule - m.m. - C.A.S.	NH₄SCN - 76,12 - 1762-95-4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Cristaux blancs
Titre (argentométrique)	≥ 99,0 % (à sec)
Eau	≤ 1,0 %
pH (5% sol. dans l'eau)	4,0 – 6,5
Fer (Fe)	≤ 0,0002 %
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	