

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

 TC20715 PHOSPHATE DE POTASSIUM
DIBASIQUE ANHYDRE

REV.02 DATE 30/01/19

Nom du produit	PHOSPHATE DE POTASSIUM DIBASIQUE ANHYDRE
Code produit	TC20715
Formule – m.m.- C.A.S.	K₂HPO₄ - 174,18 - 7758-11-4
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Granulés blancs
Titre	≥ 98,0 %
Insoluble dans H₂O	≤ 0,2 %
Perte de séchage	≤ 2,0 %
Sol pH. 5% à 20 °C	8,7 ÷ 9,4
Phosphate (P₂O₅)	40,3 – 41,5 %
Fluorures (F)	≤ 10 ppm
Plomb (Pb)	≤ 1 ppm
Arsenic (As)	≤ 1 ppm
Mercure (Hg)	≤ 1 ppm
Cadmium (Cd)	≤ 1 ppm
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	