

Nom du produit	ÉTHER DE PÉTROLE 40-60°C		
Code produit	TC13541		
C.A.S.	64742-49-0		
Examen des spécifications	00	Date de révision des spécifications	03/11/16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Aspect	Liquide incolore		
Plage de distillation	40 - 60 °C		
Eau	≤ 0,0005 meq/g		
Résidu par évaporation	≤ 0,001 %		
Composés de soufre	≤ 0,002 %		
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ			