

FICHE TECHNIQUE
TC21315 ÉTHER DE PÉTROLE très pur 40°-70°
REV.1 DATE 24/10/2024

Nom du produit	ÉTHER DE PÉTROLE très pur 40°-70°
Code produit	TC21315
Formule – m.m. - C.A.S.	C₆H₁₄ – 86,18 - 9003-11-6
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect à 20°C	Liquide clair et incolore
Couleur Saybolt	≥ 30
Couleur Hazen	≤ 10
Densité à 15°C	0,6460 – 0,6567
Densité à 20°C	0,6408 – 0,6510
Indice de réfraction à 20°C	1,3648 – 1,3713
Distillation (PEI)	≥ 39°C
Distillation (DP)	≤ 70,5°C
Résidu par évaporation	≤ 20 ppm
Miscibilité dans le chloroforme	complet
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET, DONC, NON SIGNÉ	