

FICHE TECHNIQUE	
TC23548 ALDÉHYDE FORMIQUE extrêmement pur 40%	
REV. 01 DATE 22/11/22	Méthode de contrôle MC1866

Nom du produit	ALDÉHYDE FORMIQUE extrêmement pur 40%	
Code produit	TC23548	
Formule – m.m. – C.A.S.	CH2O - 30,03 - 50-00-0	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Aspect	Liquide clair et incolore	TC MC1866
Titre	36,0 – 39,0 % p/p	TC MC1866
Méthanol - stabilisant	10,0 – 15,0 % v/v	TC MC1866
Couleur (Hazen)	10	SPÉCIFIC. FOURN.
Acidité (HCOOH)	≤ 0,02 %	SPÉCIFIC. FOURN.
Résidu après calcination	≤ 0,005 %	SPÉCIFIC. FOURN.
Fer	≤ 5 ppm	SPÉCIFIC. FOURN.
Chlorures	≤ 10 ppm	SPÉCIFIC. FOURN.
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		