

FICHE TECHNIQUE	
TC66782 HUILE D'IMMERSION	
REV. 5 - 30/10/2023	Méthode de contrôle MC66782

Nom du produit	HUILE D'IMMERSION
Code du Produit	TC66782
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent légèrement jaune
Indice de réfraction	1,515 - 1,517
Densité (20° C)	1,024 - 1,027 g/ml
Viscosité (20°C)	100 - 120 cP
Transmittance à 380 nm;1cm	min 65 %
Transmission à 400 nm ; 1 cm	min 78 %
Transmission à 450 nm ; 1 cm	min 90 %
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	