

FICHE TECHNIQUE
TC27450 SULFATE DE MAGNÉSIUM HEPTAHYDRATE extrêmement pur
REV.03 DATE 10/05/21

Nom du produit	SULFATE DE MAGNÉSIUM HEPTAHYDRATE extrêmement pur
Code	TC27450
Formule – m.m. - C.A.S.	MgSO₄.7 H₂O - 246,48 - 10034-99-8
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Poudre cristalline blanche
Titre	≥ 99,0 %
Perte au séchage	48,0 ÷ 52,0 %
Chlorures	≤ 300 ppm
Arsenic	≤ 2 ppm
Fer	≤ 20 ppm
Métaux lourds	≤ 10 ppm
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	