

FICHE TECHNIQUE
TC14893 ALCOOL MÉTHYLIQUE extrêmement pur 99,5%
REV.02 DATE 19/04/2023

Nom du produit	ALCOOL MÉTHYLIQUE extrêmement pur 99,5%
Code produit	TC14893
Formula – m.m. – C.A.S.	CH₃OH - 32,04 - 67-56-1
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Titre	≥ 99,8%
Couleur (Hazen)	≤ 10
Acidité	0,0003 meq/g
Alcalinité	0,0002 meq/g
Acétaldéhyde	≤ 0,001 %
Acétone	≤ 0,001 %
Formaldéhyde	≤ 0,001 %
Substance non volatile	≤ 0,001 %
Eau (K.F.)	≤ 0,1 %
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	