

FICHE TECHNIQUE
TC35140 PENTAN-N très pur
REV.02 DATE 04/11/2024

Nom du produit	PENTAN-N très pur
Code produit	TC35140
Formule – m.m. – C.A.S.	CH₃(CH₂)CH₃ - 72,15 - 109-66-0
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Liquide clair exempt de particules en suspension
Couleur Saybolt	min +30
Titre	> 95 %
Eau	max 150 ppm
Intervalle de distillation	25 – 42°C
Densité à 20°C	0,625 – 0,63 kg/l
Indice de réfraction (20°C)	1,357 – 1,36°
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	