

FICHE TECHNIQUE

TC58455 CHLORURE DE POTASSIUM très pur

REV.06 DATE 23/12/20

Nom du produit	CHLORURE DE POTASSIUM très pur
Code produit	TC58455
Formule – m.m. - C.A.S.	KCl - 74,55 - 7447-40-7
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Poudre cristalline blanche
Apparition de la solution (EP)	Clair et incolore
Titre (EP)	99,0 ÷ 100,5 %
Acidité ou alcalinité (EP)	conforme
Aluminium	≤ 1 ppm
Baryum (EP)	conforme
Bromures	≤ 1000 ppm
Fer	≤ 20 ppm
Iodures	≤ 50 ppm
Métaux alcalino-terreux (Ca)	≤ 200 ppm
Sodium	≤ 1000 ppm
Sulfates	≤ 300 ppm
Perte au séchage (EP)	≤ 0,1 %
Degré de pureté conforme à PH.EUR. éd.IX	
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	