

FICHE TECHNIQUE

TC57340 CHLORURE DE SODIUM pour analyse - ACS

REV.01 DATE 31/01/19

Nom du produit	CHLORURE DE SODIUM pour analyse - ACS
Code produit	TC57340
Formule – m.m. – C.A.S.	NaCl - 58,44 - 7647-14-5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Titre (argent)	$\geq 99,0 \%$
solution pH 5% à 25°C	5,0 – 9,0
Matière insoluble dans l'eau	$\leq 0,005 \%$
Iodures (I)	$\leq 0,002 \%$
Bromures (Br)	$\leq 0,01 \%$
Chlorates, nitrates (tels que NO₃)	$\leq 0,003 \%$
Phosphates (PO₄)	$\leq 0,0005 \%$
Sulfates (SO₄)	$\leq 0,004 \%$
Baryum (Ba)	$\leq 0,001 \%$
Fer (Fe)	$\leq 0,0002 \%$
Métaux lourds (Pb)	$\leq 0,0005 \%$
Potassium (K)	$\leq 0,005 \%$
Calcium (Ca)	$\leq 0,002 \%$
Magnésium (Mg)	$\leq 0,001 \%$
Produit conforme à l'ACS	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	