

FICHE TECHNIQUE
TC72350 BICARBONATE DE SODIUM extrêmement pur 99%
REV.05 DATE 13/10/2022

Nom du produit	BICARBONATE DE SODIUM extrêmement pur 99%
Code produit	TC72350
Formule – m.m. – C.A.S.	NaHCO₃ - 84,01 - 144-55-8
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Poudre cristalline blanche
Titre	≥ 99,7 %
Insoluble dans l'eau chaude	≤ 0,015 %
Ammonium (NH₄)	≤ 0,0005 %
Chlorures (Cl)	≤ 0,003 %
Composés de soufre (SO₄)	≤ 0,003 %
Phosphates (PO₄)	≤ 0,001 %
Métaux lourds (Pb)	≤ 0,0005 %
Calcium (Ca)	≤ 0,02 %
Magnésium (Mg)	≤ 0,005 %
Fer (Fe)	≤ 0,001 %
Potassium (K)	≤ 0,005 %
Aptitude à l'utilisation	Réactif pour analyses en laboratoire
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	