

FICHE TECHNIQUE	
TC33500 SODIUM HYDROXYDE 0,1N=N/10=0,1M	
REV. 5 - 09/08/2022	Méthode de contrôle MC33500

Nom du produit	SODIUM HYDROXYDE 0,1N=N/10=0,1M
Code du Produit	TC33500
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute 1 Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	