

FICHE TECHNIQUE	
TC34200 SODIUM HYDROXYDE 0,5N=N/2=0,5M	
REV. 5 - 11/08/2022	Méthode de contrôle MC364

Nom du produit	SODIUM HYDROXYDE 0,5N=N/2=0,5M
Code du Produit	TC34200
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute 1 Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	