

FICHE TECHNIQUE
TC21960 CITRATE DE SODIUM TRIBASIQUE DIHYDRATE extrêmement pur 99,5%
REV.07 DATE 24/03/23

Nom du produit	CITRATE DE SODIUM TRIBASIQUE DIHYDRATE extrêmement pur 99,5%
Code produit	TC21960
Formule – m.m. – C.A.S.	C₆H₅Na₃O₇·2H₂O - 294,10 - 6132-04-3
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Poudre cristalline blanche
Titre	99,0 – 100,5 %
Eau	11,0 – 13,0 %
pH	7,5 – 9,0
Chlorures	≤ 0,0050 %
Sulfates	≤ 0,015 %
Oxalates	≤ 0,010 %
Calcium	≤ 0,020 %
Métaux lourds	≤ 10 ppm
Arsenic	≤ 1,0 ppm
Plomb	≤ 2,0 ppm
Mercure	≤ 1,0 ppm
Taille des grains	30 - 100
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	