

FICHE TECHNIQUE
TC67942 TWEEN 20 très pur (Polysorbate 20)
REV.02 DATE 05/06/2013

Nom du produit	TWEEN 20 très pur (Polysorbate 20)
Code produit	TC67942
Formule – m.m. – C.A.S.	C58H114O26 - 1227,54 - 9005-64-5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Liquide visqueux jaune/ambre
Couleur	≤ 6 Gardner
Eau	≤ 3 %
Indice de saponification	40 - 50 mg KOH/g
Indice d'acidité	≤ 2 mg KOH/g
Indice d'hydroxyle	96 - 108 mg KOH/g
Indice d'iode	≤ 5 g I2/100g
Dioxane	≤ 5 ppm
Oxyde d'éthylène	≤ 1 ppm
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET, DONC, NON SIGNÉ	