

FICHE TECHNIQUE
TC23600 XYLÈNE très pur 99%
REV.02 DATE 09/02/2023

Nom du produit	XYLÈNE très pur 99%
Code produit	TC23600
Formule – m.m. – C.A.S.	C8H10 – 106,17 – 1330-20-7
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Aspect	Liquide incolore
Couleur (APHA)	≤ 10
Titre	≥ 98,0 %
Eau	≤ 0,05 %
Acidité/alcalinité	≤ 0,0001 meq/g
Benzène	≤ 0,05 %
n-Propylbenzène	≤ 1 %
Résidu après évaporation	≤ 20 ppm
Toluène	≤ 1 %
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	