

| FICHE TECHNIQUE | |
|------------------------|---------------------------|
| TC53800 | |
| REV. 4 - 18/03/2021 | Méthode de contrôle MC232 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Nom du produit | |
| Code du Produit | TC53800 |
| | |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE | |
| Aspect | Liquide transparent bleu clair |
| Titre (CuSO₄ x 5H₂O) | 69,12 - 69,40 g/l |
| | |
| La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Standard Reference Material 3114 du National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov) | |
| | |
| DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ | |