

FICHE TECHNIQUE	
TC53900 FEHLING B Potassium sodium tartrate alcalin	
REV. 3 - 18/03/2021	Méthode de contrôle MC404

Nom du produit	FEHLING B Potassium sodium tartrate alcalin
Code du Produit	TC53900
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Densité (20° C)	1,259 - 1,265 g/ml
Alcalinité (NaOH)	119 - 121 g/l
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	