

Nome prodotto		IODIO (N/64) 0.015625 N			
Codice prodotto		TC25864			
Revisione specifica	03	Data revisione	22/07/05	Metodo controllo	MC54
SPECIFICHE TECNICHE					
Aspetto				Liquido limpido rosso-bruno	
Fattore di titolazione				0,995-1,005	
Tempi di conservazione del prodotto in confezione integra				2 anni	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO					