

Nome prodotto		SODIO TIOSOLFATO 0.025 N (N/40)			
Codice prodotto		TC35540			
Revisione specifica	01	Data revisione	19/03/02	Metodo controllo	n°35540
SPECIFICHE TECNICHE					
Aspetto				Liquido limpido incolore	
Fattore di titolazione				0,998 - 1,002	
Tempi di conservazione del prodotto in confezione integra				2 anni	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO					