

SPECIFICA TECNICA	
TC35600 SODIO TIOSOLFATO 0,1N=N/10=0,1M	
REV. 2 DEL 23/12/2020	Metodo controllo MC475

Nome prodotto	SODIO TIOSOLFATO 0,1N=N/10=0,1M
Codice prodotto	TC35600
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido limpido incolore
Fattore di Titolazione	0,995-1,005
Il valore riscontrato è riferibile tramite una catena di confronti al Reference Material product no. 42019 del Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Germany – www.bam.de)	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	