

Nome prodotto		ACIDO CLORIDRICO 1:4 v/v			
Codice prodotto		TC41304			
Revisione specifica	02	Data revisione	21/08/12	Metodo controllo	MC196
SPECIFICHE TECNICHE					
Aspetto				Liquido limpido incolore	
Titolo				9,3 - 10,3 %p/p	
Tempi di conservazione del prodotto in confezione integra				5 anni	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO					