

SPECIFICA TECNICA	
TC43300 ACIDO SOLFORICO 25% p/p	
REV. 3 DEL 14/04/2025	Metodo controllo MC228

Nome prodotto	ACIDO SOLFORICO 25% p/p
Codice prodotto	TC43300
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido limpido incolore
Titolo	24,5 -25,5 % p/p
Scadenza:	5 anni dalla produzione in confezione integra.
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	