

Nome prodotto		ALCOOL ETILICO 11° per Malligand			
Codice prodotto		TC45511			
Revisione specifica	00	Data revisione	09/07/02	Metodo controllo	MC437
SPECIFICHE TECNICHE					
Aspetto				Liquido limpido incolore	
Titolo (alcolico)				10,95 - 11,05 % vol	
Tempi di conservazione del prodotto in confezione integra				2 anni	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO					