

TITOLCHIMICA S.p.a.

REAGENTI PER LABORATORIO

45030 Pontecchio Polesine (RO)

via S. Pietro Martire, 1054

tel 0425 492644 fax 0425 492909

<http://www.titolchimica.it>

info@titolchimica.it

Nome prodotto	ALDEIDE PROPIONICA		
Codice prodotto	TC45711		
Formula – m.m.	C ₃ H ₆ O - 60.11		
C.A.S.	123-38-6		
C.E.	605-018-00-8		
Revisione della specifica	00	Data di revisione della specifica	15/12/14
SPECIFICHE TECNICHE			
Aspetto	Liquido limpido incolore		
Titolo	9,0 ÷ 11,0 % v/v		
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO			

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001-2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CERTIFICATO N. 4060

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
UNI EN ISO 14001
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
CERTIFICATO N. 6315