

FICHE TECHNIQUE	
TC54005 PHÉNOLPHTALÉINE 0,5% hydro-alcoolique	
REV. 4 - 23/05/2022	Méthode de contrôle MC1723

Nom du produit	PHÉNOLPHTALÉINE 0,5% hydro-alcoolique
Code du Produit	TC54005
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Intervalle de virage (incolore-violet)	8,2 - 9,8
Sensibilité à l'utilisation	MC1723
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	