

SPECIFICA TECNICA
TC60365 POTASSIO TARTRATO ACIDO
REV.01 DEL 03/03/2016

Nome prodotto	POTASSIO TARTRATO ACIDO
Codice prodotto	TC60365
Formula – m.m. – C.A.S.	C₄H₅O₈K - 188,18 - 868-14-4
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere bianca cristallina o cristalli incolori
Titolo	≥ 98 %
pH (sol. 1 %)	~ 3,4
Umidità	≤ 1,0 %
Potere rotatorio	8,0 – 9,2°
Cloruri	≤ 500 ppm
Solfati	≤ 500 ppm
Ossalati	≤ 100 ppm
Metalli pesanti	≤ 10 ppm
Arsenico	≤ 3 ppm
Ferro	≤ 10 ppm
Piombo	≤ 2 ppm
Mercurio	≤ 1 ppm
Sodio	≤ 1,0 %
Punto di fusione	230° C
Solubilità	6,17 g/l Altamente solubile in acqua. Insolubile in alcool
DATI DI SPECIFICA DEL FORNITORE.	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	