

SPECIFICA TECNICA

 TC70969 RAME SOLFATO ICO
 PENTAIDRATO purissimo

REV.06 DEL 29/09/20

Nome prodotto	RAME SOLFATO ICO PENTAIDRATO purissimo
Codice prodotto	TC70969
Formula – m.m. - C.A.S.	CuSO₄.5H₂O - 249,68 - 7758-99-8
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	cristalli verde-azzurri
Titolo	99,5 – 101,5 %
Rame	≥ 25,3 %
Umidità (valore tipico)	0,5 %
pH (soluz. acq. 5%)	3,7 – 4,2
Insolubili in acqua	≤ 0,02 %
Fe	≤ 10 ppm *
Pb	≤ 0,5 ppm *
Ni	assente *
Cd	≤ 5 ppm
Zn	≤ 7 ppm
Cr	≤ 5 ppm
Cloruri	≤ 5 ppm *
As	≤ 0,05 ppm *
Hg totale	≤ 0,1 ppm *
Idoneità all'uso	Reagente per analisi di laboratorio, metodiche UNI, ISO, ASTM; ecc.
Conforme al Codex Oenologique International Scheda COEI-1-CUISUL:2000 – parametri con asterisco	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	