

SPECIFICA TECNICA	
TC72501 SOLUZIONE SALINA PER ANALISI VINI (SODIO CLORURO SOLUZIONE)	
REV. 2 DEL 20/10/2023	Metodo controllo MC2578

Nome prodotto	SOLUZIONE SALINA PER ANALISI VINI (SODIO CLORURO SOLUZIONE)
Codice prodotto	TC72501
SPECIFICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido limpido incolore
Titolo	0,9 - 1,1 % p/p
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO	