

Nome prodotto		TAMPONE Soluzione pH 3.20 (20 °C)			
Codice prodotto		TC85320			
Revisione specifica	00	Data revisione	11/09/03	Metodo controllo	n°85320
SPECIFICHE TECNICHE					
Aspetto				Liquido limpido incolore	
pH 20 °C				3,15 - 3,25	
Soluzione acquosa di Acido Tartarico e Sodio Idrato					
Tempi di conservazione del prodotto in confezione integra				2 anni	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO					