

Nome prodotto		TAMPONE Soluzione pH 3.56 ± 0.02 (25°C)			
Codice prodotto		TC85356			
Revisione specifica	00	Data revisione	17/10/03	Metodo controllo	MC436
SPECIFICHE TECNICHE					
Aspetto				Liquido limpido incolore	
pH (25 °C)				3,54 - 3,58	
Riferimento				Standard Reference Materials NIST 188	
Composizione				Potassio Tartrato Acido	
Soluzione acquosa di Potassio Tartrato Acido					
Tempi di conservazione del prodotto in confezione integra				2 anni	
DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO					