



Date de création : **15/11/2021**
Dernière Mise à jour : **15/11/2021**
Version : **0**

	FLACON CARREE 500ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE	
Référence	GF00500BE	
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm	
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Matière bouchon	Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Conditionnement	180 / carton	
Stérilisation	NA	
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.